

Anticuerpo Policlonal Anti-Gabpb2 Para Wb, Elisa - Q8Tak5

Número de artículo: CM0030930

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GABPB2 humana, validado para WB y ELISA. Aplicable a muestras de ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional que involucra repeticiones ricas en GA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABPB2 Rabbit pAb
Notas/Alias	GABPB-2; GABPB2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	126626
ID del Gen	126626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 239-448 de la GABPB2 humana (NP_653219.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8TAK5
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo