


Anticuerpo Policlonal Anti-Gabra1 Para Wb, Elisa - P14867

Número de artículo: CM0014013



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GABRA1 humano (GABAAR alfa-1). Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de neurotransmisión inhibitoria y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRA1 Rabbit pAb
Notas/Alias	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2554
ID del Gen	2554
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-251 de GABRA1 humano (NP_000797.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14867
Peso de la Proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo