

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabra2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

Número de artículo: CM0022610



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad alfa-2 del receptor GABA(A), validado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en neurociencia y estudios de epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRA2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DEE78; EIEE78; GABRA2
Especie	Humano
ID del Gen	2555 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de GABRA2 humano (NP_000798.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47869
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo