


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabra3 Para Wb Y Elisa - P34903

Número de artículo: CM0015917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GABRA3 validado para WB y ELISA. Reacciona con GABRA3 humano, de ratón y de rata. Útil para la investigación de neurotransmisores inhibidores y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRA3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EPILX2; GABRA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2556
GeneID	2556
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-276 de GABRA3 humano (NP_000799.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34903
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo