

Anticuerpo Policlonal Anti-Gabra5 Para Wb, Elisa - P31644

Número de artículo: CM0017253



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad alfa-5 del receptor de ácido gamma-aminobutírico (GABRA5). Adecuado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Una herramienta valiosa para investigar la señalización GABAérgica y los trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRA5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2558
GeneID	2558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-259 de GABRA5 humano (NP_000801.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31644
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo