

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabra5 Para Wb Y Elisa - P31644

Número de artículo: CM0030552



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la subunidad alfa-5 del receptor GABA(A) (GABRA5). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GABRA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2558
ID del gen	2558
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31644
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo