

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabrg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

Número de artículo: CM0015193

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GABRG1 humano (subunidad gamma-1 del receptor GABA(A)). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de receptores de neurotransmisores inhibidores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GABRG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2565
GeneID	2565
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-260 de GABRG1 humano (NP_775807.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N1C3
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo