


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gabrr1 Para Wb Y Elisa - P24046

Número de artículo: CM0026692



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GABRR1 validado para WB y ELISA. Reconoce el GABRR1 humano, de ratón y de rata (subunidad rho-1 del receptor GABA). Adecuado para la investigación de la neurotransmisión retiniana y cerebelosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GABRR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GABRR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2569
GeneID	2569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 365-465 del GABRR1 humano (NP_002033.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24046
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo