


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Gad65/Gad2 Para Wb, Ip, Elisa - Q05329

Número de artículo: CM0006565



### Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a GAD65/GAD2 (glutamato descarboxilasa 2) humana. Validado para WB, IP, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en biosíntesis de GABA y neurociencia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GAD65/GAD2 Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | GAD65; GAD65/GAD2                                                                                                                     |
| Especie             | Humana                                                                                                                                |
| ID del gen (Humano) | 2572                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de GAD65/GAD2 humana (NP_000809.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IP, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                           |
| SWISS               | Q05329                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 65 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |