


Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Gad65/Gad2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05329

Número de artículo: CM0009906



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra GAD65/GAD2 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Dirige contra la isoforma de glutamato descarboxilasa de 65 kDa implicada en la biosíntesis de GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GAD65/GAD2 mAb de ratón
Observaciones/Alias	GAD65
Especie	Humana
GeneID (Humana)	2572
GeneID	2572
Inmunógeno	Proteína recombinante de GAD65/GAD2 humano
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05329
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo