


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gad65/Gad2 Para Wb, If-P, Elisa - Q05329

Número de artículo: CM0015687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la GAD65/GAD2 humana, una enzima sintetizadora de GABA. Validado para WB, IF-P y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Adecuado para estudios de neurociencia y autoinmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo GAD65/GAD2
Observaciones/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	2572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-585 de la GAD65/GAD2 humana (NP_001127838.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05329
Peso Proteico	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo