


Anticuerpo Policlonal Anti-Gad67/Gad1 Para Wb, If-P, Elisa - Q99259

Número de artículo: CM0030383



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la GAD67/GAD1 humana (enzima de síntesis de GABA) para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en neurociencia y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GAD67/GAD1
Observaciones/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2571
GeneID	2571
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 141-240 de la GAD67/GAD1 humana (NP_000808.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99259
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo