


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gad67/Gad1 Para Wb Y Elisa - Q99259

Número de artículo: CM0003224



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GAD67/GAD1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta GAD67 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurociencia, neurobiología y metabolismo de GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAD67/GAD1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2571
GeneID	2571
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GAD67/GAD1 humano (Q99259).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99259
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo