


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gadd45A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24522

Número de artículo: CM0021059



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GADD45A (DDIT1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con especies humanas, de ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación de daño en el ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo GADD45A                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | DDIT1; GADD45; GADD45A                                                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 1647                                                                                                                                    |
| GeneID              | 1647                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-165 de GADD45A humano (NP_001915.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | P24522                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 18kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |