


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gadd45G Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95257

Número de artículo: CM0014724



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GADD45G (CR6/DDIT2), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Involucrado en la detención del crecimiento, apoptosis y señalización MAPK sensible al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GADD45G Conejo pAb
Observaciones/Alias	CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10912
ID del Gen	10912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-159 de GADD45G humano (NP_006696.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95257
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo