

Anticuerpo Monoclonal Anti-Alfa-Galactosidasa (Gla) Para Wb Y Elisa - P06280

Número de artículo: CM0008550



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la alfa-galactosidasa (GLA) humana, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de los glicosfingolípidos y la enfermedad de Fabry.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la alfa-galactosidasa (GLA)
Observaciones/Alias	GALA; alfa-galactosidasa (GLA)
Especie	Humana
GeneID (humano)	2717
GeneID	2717
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la alfa-galactosidasa (GLA) humana (GLA) (P06280).
Fuente	N
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P06280
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo