

Anticuerpo Policlonal Anti-Galactosidasa Alfa (Gla) Para Wb, Elisa - P06280

Número de artículo: CM0018286



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la alfa-galactosidasa A (GLA) humana, adecuado para Western blot y ELISA. Apoya la investigación sobre el metabolismo de glicosfingolípidos lisosomales y la enfermedad de Fabry.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Galactosidasa alfa (GLA)
Observaciones/Alias	GALA; Galactosidasa alfa (GLA)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2717
GeneID	2717
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-429 de la Galactosidasa alfa (GLA) humana (NP_000160.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06280
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo