

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Galc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54803

Número de artículo: CM0027866

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-GALC de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Dirigido a galactocerebrosidasa de humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GALC Rabbit pAb
Notas/Alias	GALC
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	2581
ID del Gen	2581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 de GALC humano (NP_000144.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54803
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo