

Anticuerpo Monoclonal Anti-Galectina-1 (Lgals1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09382

Número de artículo: CM0009326



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Galectina-1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de apoptosis, proliferación celular e inmunorregulación, incluyendo apoptosis de células T y diferenciación de Th17.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Galectina 1/LGALS1
Observaciones/Alias	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3956
GeneID	3956
Immunógeno	Un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de la Galectina-1 humana (P09382)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09382
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo