

Anticuerpo Policlonal Anti-Galectina-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09382

Número de artículo: CM0020165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Galectina-1 humana (LGALS1), validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para el estudio de la apoptosis, la proliferación celular y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Galectina 1/LGALS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3956
GeneID	3956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de la Galectina 1/LGALS1 humana (NP_002296.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09382
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo