

Anticuerpo Policlonal Anti-Galectina 1/Lgals1 Para Wb, Elisa - P09382

Número de artículo: CM0020037



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo está dirigido contra la galectina-1 humana (LGALS1), una lectina clave implicada en la apoptosis y la regulación inmunitaria. Validado para Western blot (WB) y ELISA, también presenta reactividad cruzada con muestras de ratón y rata, lo que respalda la investigación traslacional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado para KO] pAb de conejo contra Galectina 1/LGALS1
Observaciones/alias	GBP; GAL1; S1
Especie	Humano
GeneID	3956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de la Galectina 1/LGALS1 humana (NP_002296.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09382
Peso molecular	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo