

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galectina 1/Lgals1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09382

Número de artículo: CM0002828



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Galectina 1/LGALS1 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis, regulación inmune y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Galectina 1/LGALS1
Notas/Alias	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3956
GeneID	3956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de la Galectina 1/LGALS1 humana (NP_002296.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09382
Peso de la proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo