


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Número de artículo: CM0006739



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la galectina-3 humana (LGALS3) para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante de longitud completa; detecta una proteína de 26 kDa. Ideal para estudios sobre inflamación, autofagia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Galectina 3/LGALS3
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectina 3/LGALS3
Especie	Humana
GeneID (humano)	3958
GeneID	3958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Galectina 3/LGALS3 humana (NP_002297.2)
Origen	Coelho
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P17931
Peso molecular de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo