


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa - P17931

Número de artículo: CM0008421



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Galectina-3/LGALS3 humana, validado para WB, IF/ICC, IP, FC y ELISA. Detecta la Galectina-3 humana y de ratón. Adecuado para el estudio de procesos mediados por lectinas, la inflamación y la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Galectina 3/LGALS3
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Galectina 3/LGALS3 humana (NP_002297.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P17931
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo