


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

Número de artículo: CM0005590



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Galectina 3/LGALS3 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular mediada por lectinas, la inflamación y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Galectina 3/LGALS3 de conejo
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectina 3/LGALS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3958
GeneID	3958
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 100 y 200 de la Galectina 3/LGALS3 humana (P17931))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17931
Peso proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo