


Anticuerpo Monoclonal Anti-Galectina 4/Lgals4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Número de artículo: CM0007949



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Galectina 4/LGALS4 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ensamblaje de uniones y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Galectina 4/LGALS4
Observaciones/Alias	GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3960
ID del gen	3960
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Galectina 4/LGALS4 humana (P56470)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P56470
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo