


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Galectina 4/Lgals4 Para Wb, If-P, Elisa - P56470

Número de artículo: CM0021987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Galectina-4 humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar las funciones de lectinas que se unen a galactosa y la biología de las uniones adherentes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Galectina 4/LGALS4
Observaciones/Alias	GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la Galectina 4/LGALS4 humana (NP_006140.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56470
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo