

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Galk1 Para Wb, Elisa - P51570

Número de artículo: CM0024492



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GALK1 humano, obtenido a partir de proteína recombinante (aa 1-120). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo de la galactosa y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GALK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2584
GeneID	2584
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de GALK1 humano (NP_000145.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51570
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo