

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Galnt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10471

Número de artículo: CM0027567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GALNT2 humano (GalNAc-T2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de O-glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GALNT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2590
ID de Gen	2590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 442-571 del GALNT2 humano (NP_004472.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q10471
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo