

Anticuerpo Policlonal Anti-Galnt3 Para Wb Y Elisa - Q14435

Número de artículo: CM0026055

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GALNT3 humano (GalNAc-T3), validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios sobre glicosilación O-ligada, biología de las mucinas y regulación de FGF23.

[Aprende más](#)

Parámetro Principal	Especificación
Nombre del Producto	GALNT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2591
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de GALNT3 humano (NP_004473.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14435
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo