

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Galnt3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

Número de artículo: CM0018498

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para GALNT3 humano (GalNAc-T3). Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de O-glicosilación y enfermedades relacionadas con FGF23.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GALNT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2591
ID de Gen	2591
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-160 de GALNT3 humano (NP_004473.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14435
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo