

Anticuerpo Policlonal Anti-Galnt6 Para Wb, Elisa - Q8Ncl4

Número de artículo: CM0017579

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GALNT6 humano (GalNAc-T6), validado para Western blot y ELISA. Diseñado para el estudio de la glicosilación O-ligada, la síntesis de fibronectina oncofetal y la modificación de FGF23.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GALNT6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11226
GeneID	11226
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-140 del GALNT6 humano (NP_009141.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NCL4
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo