

Anticuerpo Policlonal Anti-Galnt7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Número de artículo: CM0018997



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GALNT7 validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta específicamente la N-acetilgalactosaminiltransferasa 7 humana (75 kDa), una glicopéptido transferasa residente en el aparato de Golgi esencial para la biosíntesis de oligosacáridos ligados a O. Adecuado para estudios de glicobiología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra GALNT7
Observaciones/Alias	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51809
ID de gen	51809
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-130 de la GALNT7 humana (NP_059119.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86SF2
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo