

Anticuerpo Policlonal Anti-Galp Para Wb, Elisa - Q9Ubc7

Número de artículo: CM0020628

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GALP humano, adecuado para Western blot y ELISA. Reconoce GALP humano, de ratón y de rata. Investigue la función del neuropéptido, la señalización hipotalámica y la actividad antimicrobiana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra GALP
Observaciones/Alíase	GALP
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	85569
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-116 de GALP humano (NP_149097.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBC7
Peso Molecular de la Proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo