

Anticuerpo Policlonal Anti-Galt Para Wb, Elisa - P07902

Número de artículo: CM0018920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GALT humana (galactosa-1-fosfato uridililtransferasa). Apto para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular predicho de 43 kDa. Útil para investigación sobre el metabolismo de la galactosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GALT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GALT; galactosa-1-fosfato uridililtransferasa
Especie	Humana
ID del Gen	2592
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-379 de GALT humana (NP_000146.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P07902
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo