

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gamma-Sinucleína Para Wb - O76070

Número de artículo: CM0011100

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo generado contra gamma-Sinucleína humana (O76070). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la integridad de neurofilamentos y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	gamma-Sinucleína mAb de conejo
Observaciones/Alias	SR, BCSG1, gamma-Sinucleína
Especie	Humano
GeneID (humano)	6623
GeneID	6623
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 48-127 de la gamma-Sinucleína humana (O76070).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76070
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo