

Anticuerpo Policlonal Anti-Gamma-Sinucleína Para Wb, Ihc-P, Elisa - O76070

Número de artículo: CM0018509

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la gamma-Sinucleína humana (SNCG/Geno 1 específico de cáncer de mama). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en neurobiología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	gamma-Sinucleína Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SR; BCSG1; gamma-Synuclein
Especie	Humano
ID del Gen	6623
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O76070
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo