

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ganab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Número de artículo: CM0016262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GANAB humano, la subunidad catalítica de la glucosidasa II. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre el procesamiento de glucoproteínas y la maduración de policistinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GANAB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Especie	Humana
ID del gen (humano)	23193
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de GANAB humano (NP_001265123.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q14697
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo