

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ganc Para Wb, Elisa - Q8Tet4

Número de artículo: CM0020824

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la alfa-glucosidasa C neutra humana (GANC), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de glucosidasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GANC
Observaciones/Alias	GANC
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2595
ID del gen	2595
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GANC humana (NP_937784.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8TET4
Peso de la proteína	104 kDa
Envío	Bolsa de hielo