

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gap43 Para Wb, If, Elisa - P17677

Número de artículo: CM0002459

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GAP43 humano (Proteína asociada al crecimiento 43, B-50, pp46) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAP43 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2596
GeneID	2596
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 139-238 del GAP43 humano (P17677).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17677
Peso Proteico	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo