

Anticuerpo Policlonal Anti-Gap43 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P17677

Número de artículo: CM0028345

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GAP43 humano validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GAP43/neuromodulina (25 kDa) en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencias sobre crecimiento axonal, plasticidad sináptica y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAP43 Conejo pAb
Observaciones/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Especies	Humano
GeneID (humano)	2596
GeneID	2596
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-238 de GAP43 humano (NP_002036.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17677
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo