

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gapvd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Número de artículo: CM0021719

Introducción

GAPVD1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón. GAPVD1 es una proteína activadora de GTPasa y GEF implicada en la endocitosis y el tráfico de GLUT4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GAPVD1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
Especie	Humano
ID del gen	26130
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de GAPVD1 humano (NP_056450.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q14C86
Peso molecular de la proteína	165kDa
Envío	Bolsa de hielo