

Anticuerpo Policlonal Anti-Gars Para Wb, If/Icc, Elisa - P41250

Número de artículo: CM0013467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GARS humano (ligasa de glicina--ARNt), validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación IVD sobre la síntesis de proteínas y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1
Especie	Humano
GeneID	2617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-370 de GARS humano (NP_002038.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P41250
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo