

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gars (Validado Para Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

Número de artículo: CM0027504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado para KO dirigido a GARS humano (glicil-tRNA ligasa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar la biología de las aminoacil-tRNA sintetetas y los mecanismos de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado para KO] GARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2617
GeneID	2617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-370 de la GARS humana (NP_002038.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41250
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo