

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gart Para Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Número de artículo: CM0030504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana GART (proteína biosintética de purina trifuncional) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en biosíntesis de purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GART Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
Especie	Humano
GeneID	2618 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de GART humano (NP_000810.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22102
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo