

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gas2 Para Western Blot - O43903

Número de artículo: CM0007511

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra GAS2 humano (Proteína específica de detención del crecimiento 2). Validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre audición, dinámica del citoesqueleto y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAS2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GAS-2; GAS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2620
GeneID	2620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GAS2 humano (NP_005247.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43903
Peso Proteico	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo