

Anticuerpo Policlnial Anti-Gas7 Para Wb, Elisa - 060861

Número de artículo: CM0013568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GAS7 humano, validado para WB y ELISA. Detecta GAS7 en muestras humanas, de ratón y de rata, apoyando la investigación en diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GAS7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GAS7; MLL/GAS7
Especie	Humano
GeneID	8522
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-412 de GAS7 humano (NP_001124303.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60861
Peso Molecular	54kDa
Envío	Bolsa de hielo