

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gasdermina B (Longitud Completa + Extremo C) Para Western Blot - Q8Tax9-6

Número de artículo: CM0025316

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Gasdermina B humana de longitud completa y extremo C (GSDMB, isoforma 6). Validado para Western blot, apto para estudios de piroptosis y muerte celular mediada por granzima.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gasdermina B (longitud completa + extremo C) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermina B (longitud completa + extremo C)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55876
ID del gen	55876
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TAX9-6
Peso de la proteína	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Envío	Bolsa de hielo