

Anticuerpo Policlonal Anti-Péptido Liberador De Gastrina (Grp) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07492

Número de artículo: CM0027681



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Péptido Liberador de Gastrina (GRP) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre liberación de hormonas gastrointestinales, señalización de picor y memoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Péptido Liberador de Gastrina (GRP) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Péptido Liberador de Gastrina (GRP)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-148 del Péptido Liberador de Gastrina (GRP) humano (NP_002082.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07492
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo