


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gata1 Para Wb, Ip, Elisa - P15976

Número de artículo: CM0003945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GATA1 humano, adecuado para WB, IP y ELISA.

Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100. Uso en investigación: regulación transcripcional en el desarrollo eritroide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GATA1
Observaciones/Alias	GF1; GF-1; NFE1; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
Especie	Humano
ID de gen	2623
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GATA1 humano (NP_002040.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15976
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo